

APWD 325

Inserto

per il trattamento di tubi dei sistemi dentali di sedazione con ossido di azoto.



- Trattamento contemporaneo di massimo cinque set tubi doppi.
- Con kit adattatore per colleg. sicuro al sistema di iniezione
- Lavaggio interno/esterno sicuro e asciugatura dei tubi
- Trattamento parallelo maschere pazienti nella bacinella E 146.
- Ampia capacità per altri strumenti per singolo carico

Codice EAN: 4002516610908 / Numero di materiale: 12036420 /
Vecchio numero di materiale: 68632500D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoria di prodotto	
Altro inserto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Silicone
Colore	Acciaio inox, Grigio
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di utensili vari	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	132
Misura esterna, larghezza netta in mm	324
Misura esterna, profondità netta in mm	379
Misura esterna, altezza lorda in mm	160
Misura esterna, larghezza lorda in mm	335
Misura esterna, profondità lorda in mm	380
Peso netto in kg	2,23
Peso lordo in kg	2,62