

APWD 328

Inserto

kit per il trattamento di sistemi dentali di sedazione con ossido di azoto.



- Ampliamento della capacità fino a cinque doppi sistemi in totale
- 5 pz. piastre a clip e orientabili

Codice EAN: 4002516611028 / Numero di materiale: 12036450 /  
Vecchio numero di materiale: 68632800D

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Classe appart. prodotto</b>         |              |
| Termodisinfettori                      | •            |
| <b>Appartenenza degli apparecchi</b>   |              |
| PG 8581                                | •            |
| PG 8591                                | •            |
| <b>Categoria prodotto</b>              |              |
| Altro inserto                          | •            |
| <b>Caratteristiche del prodotto</b>    |              |
| Materiale                              | Acciaio inox |
| Colore                                 | Acciaio inox |
| <b>Campo di applicazione</b>           |              |
| Trattamento di strumenti odontoiatrici | •            |
| Trattamento di utensili vari           | •            |
| <b>Dimensioni e peso</b>               |              |
| Misura esterna, altezza netta in mm    | 77           |
| Misura esterna, larghezza netta in mm  | 90           |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 100          |
| Misura esterna, altezza lorda in mm    | 80           |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm  | 95           |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 110          |
| Peso netto in kg                       | 0,26         |
| Peso lordo in kg                       | 0,32         |