


APLW 214 Set LAB

Kit di cesti

per il trattamento di vetreria da laboratorio con ugelli iniettori & inserti.



- per disporre 36 vetreria a collo stretto e altra vetreria
- Si compone di: cesto sup. A 101 e cesto inf. A 150
- Con inserto A 11/2 e 2 moduli A 301/5
- Componente del sistema EasyLoad

Codice EAN: 4002516585169 / Numero di materiale: 12036820 /
Vecchio numero di materiale: 69621400D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8504	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per vetreria a collo stretto	•
Cesto superiore	•
Cesto inferiore	•
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Componente del sistema EasyLoad	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	36
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1
Misura esterna, larghezza netta in mm	1
Misura esterna, profondità netta in mm	1
Misura esterna, altezza lorda in mm	450
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	590
Peso netto in kg	10,33
Peso lordo in kg	13,75