

CoffeeCare Set

Kit di pulizia per cura e manutenzione delle macchine per il caffè Miele per tutte le CM e CVA Miele.

Codice EAN: 4002516597889 / Numero di materiale: 12122920 /
Vecchio numero di materiale: 29997256EU1



- Tutti i prodotti di pulizia necessari a prezzo vantaggioso
- 6 pastiglie per la decalcificazione, 10 pastiglie di pulizia
- 30 prodotti per condotti latte, 1 panno in microfibra Miele
- Il miglior trattamento per un'affidabilità pluriennale