

APST 002/1

WiFi-Dongle-Key

per il semplice collegamento degli sterilizzatori al WiFi.



- Collegamento a porta USB della macchina
- Trasmissione dati di processo ad apparecchio terminale per WLAN

Codice EAN: 4002516677215 / Numero di materiale: 12141160 /
Vecchio numero di materiale: 68900012D

Classe appartenenza prodotto	
Sterilizzatori da banco	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoria di prodotto	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	9
Misura esterna, larghezza netta in mm	16
Misura esterna, profondità netta in mm	30
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,00
Peso lordo in kg	0,01
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
Direttiva RoHS	•
FCC	•