

APLW 870

Set ugelli iniettori

con supporto, per il lavaggio di recipienti di sedimentazione (coni Imhoff).



- Set composto da 4 ugelli speciali con supporto
- Diametro max. 120 mm, altezza max. 470 mm
- Per uso con modulo iniettore A 300/2 disponibile a richiesta
- Per uso con modulo iniettore A 300/3 disponibile a richiesta
- Per uso con modulo iniettore A 620 disponibile a richiesta
- Componente del sistema EasyLoad

Codice EAN: 4002516638124 / Numero di materiale: 12151110 /  
Vecchio numero di materiale: 69687000D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria di prodotto	
Ugello iniettore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Componente del sistema EasyLoad	•
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Cilindri graduati [numero]	4
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	85
Misura esterna, larghezza netta in mm	175
Misura esterna, profondità netta in mm	290
Misura esterna, altezza lorda in mm	100
Misura esterna, larghezza lorda in mm	180
Misura esterna, profondità lorda in mm	300
Peso netto in kg	0,39
Peso lordo in kg	0,56