

KWT 4999 F

Enoteca a posizionamento libero
con Set sommelier, FlexiFrame e tre zone temperatura separate.



- La perfetta degustazione con i tuoi vini preferiti grazie a Set sommelier
- #FlexiFrame#CO_15870992 per conservare bottiglie di qualsiasi forma e dimensione
- #Zone temperatura#CO_15870993 separate per temperatura e conservazione ideali
- Regolazione ottimale dell'umidità dell'aria grazie ad ActiveHumidity
- Ottima protezione del vino, grazie al vetro isolato resistente agli UV
- La chiusura sportello integrata protegge i tuoi vini pregiati



Codice EAN: 4002516612421 / Numero di materiale: 12156870 /
Vecchio numero di materiale: 39499962EU1

Categoria apparecchio	
Enoteca	•
Struttura	
Elettrodomestico da posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello reversibile	•
Design	
Colore involucro	BlackSteel
Colore frontale	Nero ossidiana vetro
Illuminazione enoteca	LED dimmerabile in continuo
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Chiusura ammortizzata sportello SoftClose	•
Apertura facilitata dello sportello	SideOpen
Sistema Silence	•
Numero delle griglie in legno	9
Materiale delle griglie in legno	Faggio
Numero di griglie FlexiFrame	9
SelfClose FlexiFrame	•
Set sommelier	•
NoteBoard	Si
Espositore per bottiglie	•
Conservazione non soggetta a vibrazioni	•
Comandi	
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura	FreshTouch
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	3
Area temperatura impostabile min. in °C	5
Area temperatura impostabile max. in °C	20
Modalità per lo Shabbat	•
Apparecchio per il freddo/vano frigorifero	
Parete posteriore asciutta	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	F
Consumo di energia annuo in kWh	144,18
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,39
Sicurezza	
Chiusura sportello	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico sportello	•
Dati tecnici	
Larghezza elettrodomestico in mm	697
Altezza elettrodomestico in mm	2013
Profondità elettrodomestico in mm	764
Peso in kg	150,8
Classe climatica	SN-ST
Enoteca in l	562

KWT 4999 F

Enoteca a posizionamento libero

con Set sommelier, FlexiFrame e tre zone temperatura separate.




Codice EAN: 4002516612421 / Numero di materiale: 12156870 /

Vecchio numero di materiale: 39499962EU1


Volume utile complessivo in l	562
Posto per numero di bottiglie di Bordeaux da 0,75 l	146 bottiglie
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB (A) re1pW	35
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA)	1200
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	2,0
Accessori in dotazione	
Filtro Active AirClean	•
Gessetto bianco	•

KWT 4999 F


Enoteca a posizionamento libero
con Set sommelier, FlexiFrame e tre zone temperatura separate.



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, top view (footnote*) (installation drawings)



KWT4999F obsw, KWT4995F obsw, Rioja, installation (footnote*) (installation drawings)