

KWTS 4785 F 125 Gala Ed
 Enoteca a posizionamento libero
 con PresenterFrame, due zone temperatura separate e ActiveHumidity.



- Presentazione in grande stile dei tuoi vini preferiti, grazie a PresenterFrame
- Zone temperatura separate per temperatura ideale di degustazione e conservazione
- Connessione intelligente per più possibilità – Miele@home
- Regolazione ottimale dell'umidità dell'aria grazie ad ActiveHumidity
- Ottima protezione del vino, grazie al vetro isolato resistente agli UV
- Chiusura ammortizzata dello sportello con SoftClose



Codice EAN: 4002516612094 / Numero di materiale: 12156880 /
 Vecchio numero di materiale: 39478562EU1

Promozione anniversario	
Modelli anniversario 125	•
125 Gala Edition	•
Categoria apparecchio	
Enoteca	•
Struttura	
Elettrodomestico da posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello reversibile	•
Possibilità di installazione Side-by-Side	•
Design	
Colore involucro	Nero
Colore frontale	Nero ossidiana vetro
Illuminazione enoteca	LED dimmerabile in continuo
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Chiusura ammortizzata sportello SoftClose	•
Apertura facilitata dello sportello	SideOpen
Sistema Silence	•
Numero delle griglie in legno	6
Materiale delle griglie in legno	Faggio
NoteBoard	Sì
PresenterFrame	•
Conservazione non soggetta a vibrazioni	•
Comandi	
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura	FreshTouch
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	2
Area temperatura impostabile min. in °C	5
Area temperatura impostabile max. in °C	20
Modalità per lo Shabbat	•
Apparecchio per il freddo/vano frigorifero	
Parete posteriore asciutta	BlackSteel
ActiveHumidity	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	F
Consumo di energia annuo in kWh	126,66
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,34
Sicurezza	
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura	•
Allarme ottico sportello	•
Dati tecnici	
Larghezza elettrodomestico in mm	597
Altezza elettrodomestico in mm	1854
Profondità elettrodomestico in mm	678
Peso in kg	96,8
Classe climatica	SN-ST

KWTS 4785 F 125 Gala Ed

Enoteca a posizionamento libero


con PresenterFrame, due zone temperatura separate e ActiveHumidity.




Codice EAN: 4002516612094 / Numero di materiale: 12156880 /
Vecchio numero di materiale: 39478562EU1

Enoteca in l	368
Volume utile complessivo in l	368
Posto per numero di bottiglie di Bordeaux da 0,75 l	153 bottiglie
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	C
Rumorosità in dB (A) re1pW	37
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA)	1200
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	2,0
Accessori in dotazione	
Filtro Active AirClean	•
Gessetto bianco	•


KWTS 4785 F 125 Gala Ed
 Enoteca a posizionamento libero
 con PresenterFrame, due zone temperatura separate e ActiveHumidity.




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KWTS4785F obsw, Rioja, top view (footnote*) (installation drawings)



KWTS4785F obsw, Rioja, installation (footnote*) (installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)