

Set UltraColor & UltraWhite  
Set UltraColor e UltraWhite  
più di una scorta di detersivi Miele per sei mesi.

Codice EAN: 4002516657019 / Numero di materiale: 12158240 /  
Vecchio numero di materiale: 11997265EU2



- 1 confezione di UltraWhite per capi bianchi
- 3 flaconi da 2 litri di UltraColor per biancheria colorata
- Elimina perfettamente le macchie anche a basse temperature
- I migliori risultati a 20/30/40/60/95 °C
- Un lavaggio semplicemente perfetto. Con Miele.