

## KWT 7112 iG 125 Gala Ed

Enoteca da incasso

con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.



- Perfetto per bottiglie di vino grandi grazie a FlexiFrame Plus
- Design perfetto per le cucine senza maniglie – Push2open
- Niente odori nel vano frigo con il filtro Active AirClean
- I vini sono presentati al meglio con illuminazione a LED
- Vino protetto con il filtro UV nel frontale fumé in vetro



Codice EAN: 4002516643135 / Numero di materiale: 12204800 / Vecchio numero di materiale: 36711203EU1

<b>Promozione anniversario</b>	
Modelli anniversario 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Categoria apparecchio</b>	
Enoteca	•
<b>Struttura</b>	
Elettrodomestico da incasso	•
Elettrodomestico da incasso, integrato	•
Incernieratura sportello	in basso
<b>Design</b>	
Colore frontale	Nero ossidiana opaco
Illuminazione enoteca	Illuminazione a LED
<b>Comfort d'uso</b>	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Componenti necessari acquistabili successivamente	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
Chiusura ammortizzata sportello SoftClose	•
Apertura facilitata dello sportello	Push2open
Push2open	•
Numero delle griglie	3
Materiale delle griglie	Faggio
Numero di griglie FlexiFrame	2
Numero di griglie in legno FlexiFrame Plus	2
NoteBoard	Si
<b>Comandi</b>	
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura	TouchControl
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	1
Area temperatura impostabile min. in °C	5
Area temperatura impostabile max. in °C	20
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (A–G)	G
Consumo di energia annuo in kWh	115,71
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,31
<b>Sicurezza</b>	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico sportello	•
<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	570
Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	455
Profondità elettrodomestico in mm	559
Peso in kg	36,0
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso

KWT 7112 iG 125 Gala Ed

Enoteca da incasso


con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.




Codice EAN: 4002516643135 / Numero di materiale: 12204800 /  
Vecchio numero di materiale: 36711203EU1

Classe climatica	SN-ST
Vano frigorifero in l	47
Enoteca in l	47
Volume utile complessivo in l	46
Posto per numero di bottiglie di Bordeaux da 0,75 l	18 bottiglie
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB (A) re1pW	32
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA)	500
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	2,2
<b>Accessori in dotazione</b>	
Filtro Active AirClean	•


KWT 7112 iG 125 Gala Ed  
 Enoteca da incasso  
 con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.




KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, \*Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)