


APLW 633

Inserto

per disporre telai di supporto per resp.aria compressa e bombole aria compressa.



- Per tratt. 2 telai di supporto per respiratori ad aria compressa
- Oppure per il trattamento di max. 2 bombole di aria compressa
- Pressurizzazione tramite piccole bombole di trattamento
- Utilizzabile nel cesto APLW 152

Codice EAN: 4002516726043 / Numero di materiale: 12230150 /
Vecchio numero di materiale: 69663300D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 7111 [Safety]	•
Categoria di prodotto	
Inserto per telaio di supporto del respiratore ad aria compressa	•
Inserto per bombole di aria compressa	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di telai di supporto per respiratori ad aria compressa	•
Trattamento delle bombole di aria compressa	•
Capacità	
Bombole aria compressa [numero]	2
Telai di supporto per respiratori ad aria compressa con bombola aria compressa [numero]	1
Telai di supporto per respiratori ad aria compressa [numero]	2
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	360
Misura esterna, larghezza lorda in mm	520
Misura esterna, profondità lorda in mm	530
Peso netto in kg	10,91
Peso lordo in kg	10,92