

APLW 873

Supporto

con moschettone per marcatura a colori.



- Set di sei sostenitori e di sei moschettoni di colori diversi
- Per l'uso con APFD 200, APFD 201, APLW 630 e APLW631

Codice EAN: 4002516726050 / Numero di materiale: 12230230 /
Vecchio numero di materiale: 69687300D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8063	•
PG 8593	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Categoria di prodotto	
Altri accessori	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Blu, Acciaio inox, Giallo, Verde, Nero, Bianco, Viola
Campo di applicazione	
Trattamento di regolatori d'aria	•
Trattamento delle maschere respiratorie	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	120
Peso netto in kg	0,03
Peso lordo in kg	0,03