

## ProCare Universal 70 ST - 500ml

Detergente multiuso, mediamente alcalino, 500 ml  
per la rimozione delicata di residui di grasso e sporco.



- Altamente concentrato efficace per migliori risultati di lavaggio
- Straordinaria forza solubile per sporco di olio e grasso
- Elevato rispetto dei materiali
- Raccomandato per macchine in acciaio inossidabile Miele Professional e Steelco
- Certificato con il marchio Ecolabel UE
- Imballo riciclabile

Codice EAN: 4002516693062 / Numero di materiale: 12306020 /  
Vecchio numero di materiale: 66917701V1

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie ProfiLine	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Lavapadelle	•
Sterilizzatori da banco	•
Sterilizzatori di grandi dimensioni	•
<b>Possibilità di impiego</b>	
Rimozione di residui di caffè e tè	Molto buono
Rimozione di residui di pietanze essiccate	Molto buono
Rimozione di grassi	Molto buono
Rimozione di olio	Molto buono
Rimozione di sangue	Molto buono
Rimozione di albume	Molto buono
Rimozione di amido	Molto buono
Rimozione di residui di alimenti	Molto buono
Rimozione di residui ostinati o essiccati	Molto buono
<b>Raccomandazione di dosaggio</b>	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	Ready to use
Valore pH della soluzione	10,0-11,0
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Prodotto per acciaio inossidabile
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Etere glicolico, Agenti complessanti (senza fosfati), Agente solubilizzante, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	25
Per acciaio inossidabile	•
Buona capacità di lavaggio	•
Senza fosfati	•
Senza silicati	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Detergente ad azione intensa contenente tensioattivi	•
Effetto fortemente emulsionante e disperdente	•
Ottima compatibilità con i materiali	•

## ProCare Universal 70 ST - 500ml

Detergente multiuso, mediamente alcalino, 500 ml  
per la rimozione delicata di residui di grasso e sporco.

Codice EAN: 4002516693062 / Numero di materiale: 12306020 /  
Vecchio numero di materiale: 66917701V1

Senza composti fosforati

•



### Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm 270

Misura esterna, larghezza netta in mm 93

Misura esterna, profondità netta in mm 51

Misura esterna, altezza lorda in mm 270

Misura esterna, larghezza lorda in mm 93

Misura esterna, profondità lorda in mm 51

Peso lordo in kg 1

Capacità in ml 500

### Conformità, marcature e certificazioni

Ecolabel UE

•

### Numeri di omologazione

Ecolabel UE: DE/020/507

•