

ProCare Tex 10 W - 20 l

Detersivo lana, concentrato liquido, leggermente acido, 20 l per il lavaggio a macchina della lana.



- Nessun infeltrimento della lana
- Impedisce trasferimenti di colore
- Impedisce l'ingrigimento
- Dermatologicamente testato

Codice EAN: 4002516732440 / Numero di materiale: 12338960 / Vecchio numero di materiale: 59706301V1

Classe appart. prodotto	
Lavatrici	•
Dosaggio	
Valore pH della soluzione	4,8-5,8
Per dosaggio automatico	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Uso	
Lavanderie a gettoni	•
Settore alberghiero e della ristorazione	•
Caratteristiche del prodotto	
Biodegradabile	•
Particolarmente efficace a basse temperature	•
Elevata efficacia di lavaggio con dosaggio ridotto	•
Densità (a 20 °C) in g/cm ³	1,03
Senza microplastica	•
Semplice uso	•
Indicazioni di conservazione	
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	40
Conservarle in luogo asciutto e non soggetto a gelo	•
Dopo la rimozione di quantità parziali, risigillare immediatamente il contenitore	•
Durata minima in mesi	24
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	385
Misura esterna, larghezza netta in mm	258
Misura esterna, profondità netta in mm	294
Capacità in ml	20000
Conformità, marcature, certif.	
Conforme a GHS/CLP	•