

Set 5 UltraPhase Sensitive  
UltraPhase 1 e 2 Sensitive di Miele  
nel kit con due IntenseClean per l'igiene e la pulizia della tua lavatrice.

Codice EAN: 4002516708186 / Numero di materiale: 12348080 /  
Vecchio numero di materiale: 11997279EU7



- Consistente in 3 UltraPhase 1, 2  
UltraPhase 2, 2 IntenseClean
- Senza profumi e coloranti
- Per tutte le lavatrici Miele W1 con  
TwinDos
- IntenseClean elimina grassi, batteri  
e gli odori prodotti
- Il miglior trattamento per  
un'affidabilità pluriennale