

K 7747 C 125 Gala Ed

Frigorifero da incasso

per conservare in modo professionale grazie a PerfectFresh Pro e DynaCool.



- Conservazione profess.: freschezza maggiore con PerfectFresh Pro
- Illum. ottimale, non sogg. a manut. del vano interno con LED
- Connessione intelligente per più possibilità – Miele@home
- Distribuzione uniforme temperatura nel vano frigorifero: DynaCool
- Condensa non visibile con parete post. asciutta CleanSteel



Codice EAN: 4002516711674 / Numero di materiale: 12361920 /
Vecchio numero di materiale: 36774730EU1

Promozione anniversario	
Modelli anniversario 125	•
125 Gala Edition	•
Categoria apparecchio	
Frigorifero	•
Struttura	
Elettrodomestico da incasso	•
Elettrodomestico da incasso, integrato	•
Inceneritura sportello	destra
Inceneritura sportello reversibile	•
Design	
Tipo di illuminazione	LED
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Sistema freschezza	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
Chiusura ammortizzata sportello SoftClose	•
Comandi	
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura	SensorTouch
Parte frigorifero disattivabile	No
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperFreddo	•
Numero zone temperatura	2
Modalità per lo Shabbat	•
Modalità Party	•
Modalità Holiday	•
Apparecchio per il freddo/vano frigorifero	
Numero ripiani	6
di cui divisibili (FlexiBoard)	1
Portabottiglie in metallo cromato	•
Numero cassetti PerfectFresh	3
Parete posteriore asciutta	CleanSteel
Numero di cestelli interni per alimenti in scatola	2
Balconcino interno sportello porta-bottiglie	2
Balconcino interno sportello	4
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	C
Consumo di energia annuo in kWh	99,65
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,27
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico sportello	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	570
Altezza nicchia min., in mm	1772

K 7747 C 125 Gala Ed

Frigorifero da incasso


per conservare in modo professionale grazie a PerfectFresh Pro e DynaCool.




Codice EAN: 4002516711674 / Numero di materiale: 12361920 /
Vecchio numero di materiale: 36774730EU1

Altezza nicchia max., in mm	1788
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	559
Altezza elettrodomestico in mm	1770
Profondità elettrodomestico in mm	546
Peso in kg	62,5
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg	26
Classe climatica	SN-T
Vano frigorifero in l	294
di cui zona PerfectFresh in l	98
Volume utile complessivo in l	294
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB (A) re1pW	32
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA)	1200
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	2,2
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Contenitore per le uova	•
Voucher per un filtro ActiveAirClean	•


K 7747 C 125 Gala Ed
 Frigorifero da incasso
 per conservare in modo professionale grazie a PerfectFresh Pro e DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)