

## ProCare Dent 10 MA - 5 l

Detersivo liquido, leggermente alcalino, 5 l

per il trattamento ottimale di strumenti standard e di trasmissione.



- Particolarmente adatto per gli strumenti di trasmissione
- Adattato a fasi di trattamento nel termodisinfettore Miele
- Delicato sui materiali
- Concentrato liquido

Codice EAN: 4029577157388 / Numero di materiale: 12392590 /

Vecchio numero di materiale: 66913203V3

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Termodisinfettori	•
<b>Possibilità di impiego</b>	
Rimozione di sangue	Buono
Rimozione di residui organici	Buono
<b>Raccomandazione di dosaggio</b>	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	3-5 ml/l (0,3-0,5%)
Valore pH della soluzione	10,6-10,7
<b>Principali aree d'impiego</b>	
Ambulatori odontoiatrici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Detersivo legg. alcalino
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Enzimi, Tensioattivi anionici, Tensioattivi non ionici
Per manipoli e contrangoli	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Per strumenti solidi e di trasmissione	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	217
Misura esterna, larghezza netta in mm	142
Misura esterna, profondità netta in mm	248
Misura esterna, altezza lorda in mm	185
Misura esterna, larghezza lorda in mm	175
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso lordo in kg	6
Capacità in ml	5000
<b>Conformità, marcature e certificazioni</b>	
CE	•
Conforme a GHS/CLP	•