

ProCare Dent 11 A - 1 kg  
 Detersivo in polvere, alcalino, 1 kg  
 per il trattamento ottimale di strumenti standard.



- Adatto per gli strumenti standard (non strumenti di trasmissione)
- Adattato a fasi di trattamento nel termodisinfettore Miele
- Elevata resa di lavaggio
- Polvere

Codice EAN: 4029577156817 / Numero di materiale: 12392610 /  
 Vecchio numero di materiale: 66911102V3

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Termodisinfettori	•
<b>Possibilità di impiego</b>	
Rimozione di sangue	Buono
Rimozione di residui organici	Buono
<b>Raccomandazione di dosaggio</b>	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	3 g/l (30 g/ciclo)
Valore pH della soluzione	11,1
<b>Principali aree d'impiego</b>	
Ambulatori odontoiatrici	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Detersivo alcalino
Forma dell'aggregato	Polvere
Componenti	Fosfato, Tensioattivi non ionici
Buona capacità di lavaggio	•
Elevata protezione dei materiali contro la corrosione	•
Per strumenti standard	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	242
Misura esterna, larghezza netta in mm	107
Misura esterna, profondità netta in mm	58
Misura esterna, altezza lorda in mm	245
Misura esterna, larghezza lorda in mm	60
Misura esterna, profondità lorda in mm	105
Capacità di carico in g	1000
Peso lordo in kg	1
<b>Conformità, marcature e certificazioni</b>	
CE	•
Conforme a GHS/CLP	•