

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 2]

Neutralizzante, acido, 1 l

con collo largo, per neutralizzazione ottimale a base di acido citrico.



- Particolarmente adatto per gli strumenti di trasmissione
- Adattato a fasi di trattamento nel termodisinfettore Miele
- Combinabile con lance Miele per colli larghi di bottiglie
- Delicato sui materiali
- Concentrato liquido

Codice EAN: 4029577156824 / Numero di materiale: 12392640 /
Vecchio numero di materiale: 66915102V3

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Possibilità di impiego	
Rimozione di calcare e altro sporco solubile in acido	Molto buono
Raccomandazione di dosaggio	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	1 ml/l (0,1%)
Dimensioni apertura per tubicino di dosaggio	•
Valore pH della soluzione	3,0
Principali aree d'impiego	
Ambulatori odontoiatrici	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Neutralizzante acido
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Acidi organici
Senza tensioattivi	•
Ottima compatibilità con i materiali	•
Per strumenti solidi e di trasmissione	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	242
Misura esterna, larghezza netta in mm	107
Misura esterna, profondità netta in mm	58
Misura esterna, altezza lorda in mm	245
Misura esterna, larghezza lorda in mm	60
Misura esterna, profondità lorda in mm	105
Peso lordo in kg	1
Capacità in ml	1000
Conformità, marcature e certificazioni	
CE	•
Conforme a GHS/CLP	•