

GN HyClean Pure

Sacchetto polvere HyClean Pure GN

con la migliore resa di filtraggio del 99,99 % tramite Miele AirClean-System.

Codice EAN: 4002516769781 / Numero di materiale: 12421130 /
Vecchio numero di materiale: 41996720INT



- Lunga durata di utilizzo grazie a deflettore flusso e apertura 3D
- realizzato all'80 % in materiale riciclato: il sacchetto più ecologico di Miele
- Chiusura automatica del sacchetto per una sostituzione pulita
- Massima efficacia di aspirazione a basso consumo energetico
- Contiene: 4 sacch. polv., 1 f. protez. mot. e 1 f. aria in usc.
- Compatibile con: Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2