

FJM HyClean Pure

Sacchetto polvere HyClean Pure FJM

con la migliore resa di filtraggio del 99,99 % tramite Miele AirClean-System.

Codice EAN: 4002516769606 / Numero di materiale: 12421140 /
Vecchio numero di materiale: 41996721INT



- Lunga durata di utilizzo grazie a deflettore flusso e apertura 3D
- realizzato all'80 % in materiale riciclato: il sacchetto più ecologico di Miele
- Chiusura automatica del sacchetto per una sostituzione pulita
- Massima efficacia di aspirazione a basso consumo energetico
- Contiene: 4 sacch. polv., 1 f. protez. mot. e 1 f. aria in usc.
- Compatibile con: Complete C1, Compact C1, Compact C2, S6, S4