

APLW 880

Kit per successiva installazione

per Recin, quarto afflusso idrico, incl. pompa aumento pressione per PLW 8636.



- Per pompare un prodotto da un serbatoio tampone
- Per l'uso con un serbatoio di riciclo disponibile in loco
- Utilizzabile con contenitore disponibile in loco, p.es. serbatoio IBC
- Montaggio da parte dell'assistenza tecnica

Codice EAN: 4002516745532 / Numero di materiale: 12426490 /
Vecchio numero di materiale: 69688000D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine per il lavaggio di componenti industriali	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Categoria di prodotto	
Kit di modifica	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	123
Misura esterna, larghezza lorda in mm	315
Misura esterna, profondità lorda in mm	505
Peso netto in kg	4,36
Peso lordo in kg	4,84