

APLW 881  
Kit per successiva installazione



Codice EAN: 4002516738978 / Numero di materiale: 12426550 /  
Vecchio numero di materiale: 69688100D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Kit di modifica	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza lorda in mm	123
Misura esterna, larghezza lorda in mm	315
Misura esterna, profondità lorda in mm	505
Peso netto in kg	4,14
Peso lordo in kg	4,62