

APLW 883

Kit per successiva installazione

pompa a membrana dos.suppl. e tubicino asp., tanica prod.5–10 l int. p. PLW8636.



- Per tanica prodotti da 5–10 l nel cassetto per il dosaggio
- Il tubicino di aspirazione dispone di un rilevamento del vuoto
- Montaggio da parte dell'assistenza tecnica

Codice EAN: 4002516744603 / Numero di materiale: 12426680 /
Vecchio numero di materiale: 69688300D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine per il lavaggio di componenti industriali	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Categoria di prodotto	
Kit di modifica	•
Sistema di dosaggio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	125
Misura esterna, larghezza lorda in mm	165
Misura esterna, profondità lorda in mm	350
Peso netto in kg	0,79
Peso lordo in kg	0,95