

APLW 885

Kit per successiva installazione

pompa a membrana dos.suppl. e tubicino asp., tanica prod.10–20 l est. p.PLW8636.



Codice EAN: 4002516745525 / Numero di materiale: 12426770 /  
Vecchio numero di materiale: 69688500D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Categoria di prodotto	
Kit di modifica	•
Sistema di dosaggio	•

- Per tanica prodotti da 10–20 l, posizionata all'esterno della macchina
- Il tubicino di aspirazione dispone di un rilevamento del vuoto
- Montaggio da parte dell'assistenza tecnica