

APLW 886

Kit per successiva installazione

per il controllo dosaggio con contatore a ruote ovali da montare nella PLW 8636.



- Misurazione quantità più precisa con il contatore volumetrico a ruote ovali
- Montaggio da parte dell'assistenza tecnica

Codice EAN: 4002516745433 / Numero di materiale: 12426910 /
Vecchio numero di materiale: 69688600D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine per il lavaggio di componenti industriali	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Categoria di prodotto	
Kit di modifica	•
Sistema di dosaggio	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	80
Misura esterna, larghezza lorda in mm	95
Misura esterna, profondità lorda in mm	110
Peso netto in kg	0,03
Peso lordo in kg	0,08