

APLW 887

Kit per successiva installazione

tubicino aspirazione suppl., per tanica prodotti da 10–20 l esterna per PLW8636.

Codice EAN: 4002516745082 / Numero di materiale: 12426920 /

Vecchio numero di materiale: 69688700D



Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine per il lavaggio di componenti industriali	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
Categoria di prodotto	
Kit di modifica	•
Sistema di dosaggio	•

- Per tanica prodotti da 10–20 l, posizionata all'esterno della macchina
- Il tubicino di aspirazione dispone di un rilevamento del vuoto
- Montaggio da parte dell'assistenza tecnica