

ProCare Tex 10 A - 5 l

Detersivo, concentrato liquido, alcalino, 5 l
per il lavaggio di capi bianchi e colorati resistenti.



- Da utilizzare nelle lavatrici Miele Professional
- Sulla base di materie prime rigenerabili
- Breve tempo di azione, elevata efficacia di lavaggio con dosaggio ridotto
- Ottimo potere dissolvente di grassi e proteine
- Certificato con il marchio Ecolabel UE

Codice EAN: 4002516757931 / Numero di materiale: 12441960 /
Vecchio numero di materiale: 59701102V1

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Dosaggio	
Adeguamento possibile della concentrazione di dosaggio	•
Dosaggio automatico	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Detersivo di base
Alcalinità	Alcalino
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Alcalini, Tensioattivi
Valore pH a 20 °C	12,6
Senza fosfati	•
Efficace a temperature di 30–90 °C	•
Particolarmente efficace già a temperature di 40 °C	•
Tempo di azione breve	•
Elevata efficacia di lavaggio con dosaggio ridotto	•
Densità (a 20 °C) in g/cm ³	1,17
Sulla base di materie prime rigenerabili al 100 %	•
Efficacia di lavaggio	
Rimozione dello sporco	•
Rimozione delle proteine	•
Rimozione del grasso	•
Uso	
Sistemi self service	•
Alberghi e pensioni	•
Spa, wellness e sport	•
Scuole e asili	•
Aziende artigiane	•
Case di riposo e case di cura	•
Ambulatori e cliniche	•
Ristoranti, bar e catering	•
Indicazioni di conservazione	
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	40
Conservarle in luogo asciutto e non soggetto a gelo	•
Dopo la rimozione di quantità parziali, risigillare immediatamente il contenitore	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	256
Misura esterna, larghezza netta in mm	148
Misura esterna, profondità netta in mm	193
Misura esterna, altezza lorda in mm	249
Misura esterna, larghezza lorda in mm	148
Misura esterna, profondità lorda in mm	193
Capacità di carico in g	6250
Peso lordo in kg	6,53 kg
Capacità in ml	5000

ProCare Tex 10 A - 5 l

Detersivo, concentrato liquido, alcalino, 5 l
per il lavaggio di capi bianchi e colorati resistenti.

Codice EAN: 4002516757931 / Numero di materiale: 12441960 /
Vecchio numero di materiale: 59701102V1

Conformità, marcature e certificazioni	
Conforme a GHS/CLP	•
Ecolabel UE	•
Numeri di omologazione	
Ecolabel UE: DE/039/019	•

