

ProCare Tex 10 A - 20 l

Detersivo, concentrato liquido, alcalino, 20 l

per il lavaggio di capi bianchi e colorati resistenti.



- Da utilizzare nelle lavatrici Miele Professional
- Sulla base di materie prime rigenerabili
- Breve tempo di azione, elevata efficacia di lavaggio con dosaggio ridotto
- Ottimo potere dissolvente di grassi e proteine
- Certificato con il marchio Ecolabel UE

Codice EAN: 4002516757795 / Numero di materiale: 12441980 /
Vecchio numero di materiale: 59701302V1

| | |
|---|---------------------|
| Classe appartenenza prodotto | |
| Lavatrici | • |
| Efficacia di lavaggio | |
| Potere dissolvente sporco | Ottimo |
| Potere dissolvente proteine | Buono |
| Potere dissolvente grassi | Buono |
| Dosaggio | |
| Adeguamento possibile della concentrazione di dosaggio | • |
| Per dosaggio automatico | • |
| Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua | • |
| Raccomandazione di dosaggio | |
| Valore pH a 20 °C | 12,6 |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Temperatura minima di conservazione in °C | 0 |
| Temperatura massima di conservazione in °C | 40 |
| Uso | |
| Lavanderie a gettoni | • |
| Settore alberghiero, ristorazione | • |
| Lavaggio di abbigliamento sportivo | • |
| Lavaggio di indumenti | • |
| Caratteristiche del prodotto | |
| Tipo di mezzo | Detersivo |
| Alcalinità | Alcalino |
| Forma dell'aggregato | Concentrato liquido |
| Componenti | Alcali,Tensioattivi |
| Biodegradabile | • |
| Senza fosfati | • |
| Efficace a temperature di 30-90 °C | • |
| Particolarmente efficace già a temperature di 40 °C | • |
| Tempo di azione breve | • |
| Elevata efficacia di lavaggio con dosaggio ridotto | • |
| Densità (a 20 °C) in g/cm ³ | 1,17 |
| Sulla base di materie prime rigenerabili al 100 % | • |
| Dimensioni e peso | |
| Misure esterne, profondità lorda in mm | 288,00 |
| Indicazioni di conservazione | |
| Temperatura minima di conservazione in °C | 0 |
| Temperatura massima di conservazione in °C | 40 |
| Conservarle in luogo asciutto e non soggetto a gelo | • |
| Dopo la rimozione di quantità parziali, risigillare immediatamente il contenitore | • |
| Durata minima in mesi | 24 |
| Dimensioni e peso | |
| Misura esterna, altezza netta in mm | 385 |
| Misura esterna, larghezza netta in mm | 258 |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 294 |
| Capacità di carico in g | 24000 |
| Capacità in ml | 20000 |
| Conformità, marcature e certificazioni | |
| Conforme a GHS/CLP | • |

ProCare Tex 10 A - 20 l

Detersivo, concentrato liquido, alcalino, 20 l
per il lavaggio di capi bianchi e colorati resistenti.



Codice EAN: 4002516757795 / Numero di materiale: 12441980 /
Vecchio numero di materiale: 59701302V1

Ecolabel UE

Numeri di omologazione

Ecolabel UE: DE/039/019

•

•