

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Det. per capi delicati/colorati, conc. liquido, mediam. alcalino, 20 l
per il lavaggio di capi colorati e capi delicati.



- Da utilizzare nelle lavatrici Miele Professional
- Senza sbiancanti ottici e candeggianti
- Breve tempo di azione e formazione regolare di schiuma
- Ottimo scioglimento di grassi e proteine
- Certificato con il marchio Ecolabel UE

Codice EAN: 4002516757559 / Numero di materiale: 12442070 /
Vecchio numero di materiale: 59702302V1

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Efficacia di lavaggio	
Potere dissolvente sporco	Buono
Potere dissolvente proteine	Buono
Potere dissolvente grassi	Buono
Dosaggio	
Adeguamento possibile della concentrazione di dosaggio	•
Valore pH a 20 °C	9,5
Per dosaggio automatico	•
Dosaggio manuale	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Temperatura minima di conservazione in °C	4
Temperatura massima di conservazione in °C	40
Uso	
Sistemi self service	•
Alberghi e pensioni	•
Spa, wellness e sport	•
Scuole e asili	•
Aziende artigiane	•
Case di riposo e case di cura	•
Ristoranti, bar e catering	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Detersivo per capi delicati/ colorati
Alcalinità	Mediamente alcalino
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	
Senza fosfati	•
Efficace a temperature di 30–90 °C	•
Formazione regolare di schiuma	•
Densità (a 20 °C) in g/cm ³	1,03
Dimensioni e peso	
Misure esterne, profondità lorda in mm	288,00
Indicazioni di conservazione	
Temperatura minima di conservazione in °C	4
Temperatura massima di conservazione in °C	40
Conservarle in luogo asciutto e non soggetto a gelo	•
Dopo la rimozione di quantità parziali, risigillare immediatamente il contenitore	•
Riutilizzabile senza perdita di qualità dopo lo scongelamento	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	385
Misura esterna, larghezza netta in mm	258
Misura esterna, profondità netta in mm	294
Misura esterna, altezza lorda in mm	378

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Det. per capi delicati/colorati, conc. liquido, mediam. alcalino, 20 l
per il lavaggio di capi colorati e capi delicati.



Codice EAN: 4002516757559 / Numero di materiale: 12442070 /
Vecchio numero di materiale: 59702302V1

Misura esterna, larghezza lorda in mm	256
Misura esterna, profondità lorda in mm	288
Capacità di carico in g	21000
Peso lordo in kg	22,00 kg
Capacità in ml	20000

Conformità, marcature e certificazioni

Conforme a GHS/CLP	•
Ecolabel UE	•

Numeri di omologazione

Ecolabel UE: DE/039/020	•
-------------------------	---