

ProCare Universal 77 A - 500 g

Prodotto per la pulizia della macchina, alcalino, 500 g
per la rimozione di depositi di amido ostinati.



- Rimozione dei depositi di grassi
- Riduzione degli odori
- Compatibilità perfetta con le macchine Miele Professional

Codice EAN: 4002516771524 / Numero di materiale: 12456030 /
Vecchio numero di materiale: 66921701V1

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie ProfiLine	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Lavatrici	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, settore medico	•
Possibilità di impiego	
Rimozione dei depositi di amido	•
Rimozione di grassi	Molto buono
Rimozione di olio	Molto buono
Rimozione di albume	Molto buono
Rimozione di grassi	•
Rimozione di olio	•
Rimozione di albume	•
Raccomandazione di dosaggio	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	1 confezione
Raccomandazione di dosaggio (per ciclo di lavaggio)	1 confezione
Valore pH a 20 °C	2,2
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di sostanza	Prodotto per la pulizia della macchina
Forma dell'aggregato	Polvere
Componenti	Fosfati, Candeggiante a base di ossigeno, Fosfonati, Policarbossilati, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	35
Buona capacità di lavaggio	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Elevata percentuale di agenti disperdenti	•
Detergente ad azione intensa contenente tensioattivi	•
Effetto fortemente emulsionante e disperdente	•
Caratteristiche del prodotto	
Tipo di mezzo	Prodotto per la pulizia della macchina

ProCare Universal 77 A - 500 g

Prodotto per la pulizia della macchina, alcalino, 500 g
per la rimozione di depositi di amido ostinati.



Codice EAN: 4002516771524 / Numero di materiale: 12456030 /
Vecchio numero di materiale: 66921701V1

Forma dell'aggregato	Polvere
Componenti	Fosfati, Candeggiante a base di ossigeno, Fosfonati, Poliacarbossilati, Tensioattivi non ionici
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	35
Per acciaio inossidabile	•
Buona capacità di lavaggio	•
Elevato rispetto dei materiali	•
Elevata percentuale di agenti disperdenti	•
Detergente ad azione intensa contenente tensioattivi	•
Effetto fortemente emulsionante e disperdente	•
Dimensioni e peso	
Misure esterne, profondità lorda in mm	80,00
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	133
Misura esterna, larghezza netta in mm	80
Misura esterna, profondità netta in mm	80
Misura esterna, altezza lorda in mm	130
Misura esterna, larghezza lorda in mm	80
Misura esterna, profondità lorda in mm	80
Capacità di carico in g	500
Peso lordo in kg	1
Conformità, marcature e certificazioni	
Conforme a GHS/CLP	•