

ProCare Universal 81 C - 250 g

Prodotto per la decalcificazione della macchina, acido, 250 g  
per la rimozione dei depositi di calcare ostinati.



- Rimozione dei depositi di silicato
- Aumento della durata delle resistenze elettriche
- Compatibilità perfetta con le macchine Miele Professional

Codice EAN: 4002516770862 / Numero di materiale: 12456130 /  
Vecchio numero di materiale: 66920601V1

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie ProfiLine	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Lavatrici	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
<b>Possibilità di impiego</b>	
Rimozione di calcare e altro sporco solubile in acido	Molto buono
<b>Raccomandazione di dosaggio</b>	
Raccomandazione di dosaggio per ciclo di lavaggio	1–2 confezioni
Valore pH a 20 °C	4,5
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Prodotto per la decalcificazione della macchina
Forma dell'aggregato	Polvere
Componenti	Acido citrico
Temperatura minima di conservazione in °C	5
Temperatura massima di conservazione in °C	40
Elevato rispetto dei materiali	•
Ottima compatibilità con i materiali	•
Senza composti fosforati	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	124
Misura esterna, larghezza netta in mm	66
Misura esterna, profondità netta in mm	66
Misura esterna, altezza lorda in mm	120
Misura esterna, larghezza lorda in mm	70
Misura esterna, profondità lorda in mm	70
Capacità di carico in g	250
Peso lordo in kg	0
<b>Conformità, marcature e certificazioni</b>	
Conforme a GHS/CLP	•