

## ProCare Tex 10 B+ - 10 l

Additivo per il lavaggio, concentrato liquido, neutro, 10 l  
per rimuovere in modo efficace le macchie di grasso.



- Sgrassatore delicato per biancheria di ogni tipo
- Particolarmente delicato su fibre e colori
- Piena forza pulente già a 30 °C
- Utilizzabile anche come emulsionante e agente umidificante

Codice EAN: 4002516776192 / Numero di materiale: 12495140 /  
Vecchio numero di materiale: 59709201V1

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavatrici	•
<b>Efficacia di lavaggio</b>	
Potere dissolvente sporco	Ottimo
Potere dissolvente proteine	Ottimo
Potere dissolvente grassi	Ottimo
Grado di bianco	Ottimo
<b>Dosaggio</b>	
Per dosaggio automatico	•
Dosaggio manuale	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
<b>Raccomandazione di dosaggio</b>	
Valore pH a 20 °C	7,5
<b>Uso</b>	
Lavanderie a gettoni	•
Settore alberghiero, ristorazione	•
Lavaggio di abbigliamento sportivo	•
Lavaggio di indumenti	•
Lavaggio di abbigliamento professionale	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Additivo per il lavaggio
Alcalinità	Neutro
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Tensioattivi
Biodegradabile	•
Senza fosfati	•
Efficace a temperature di 30–90 °C	•
Particolarmente efficace a basse temperature	•
Particolarmente efficace già a temperature di 40 °C	•
Tempo di azione breve	•
Formazione regolare di schiuma	•
Elevata efficacia di lavaggio con dosaggio ridotto	•
Densità (a 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,00
Senza microplastica	•
Semplice uso	•
Aggiunta ottimale per tutti i detersivi	•
<b>Indicazioni di conservazione</b>	
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	40
Conservarle in luogo asciutto e non soggetto a gelo	•
Dopo la rimozione di quantità parziali, risigillare immediatamente il contenitore	•
Riutilizzabile senza perdita di qualità dopo lo scongelamento	•
Durata minima in mesi	36
<b>Conformità, marcature e certificazioni</b>	
Conforme a GHS/CLP	•