

ProCare Tex 30 C - 10 l

Neutralizzante, concentrato liquido, acido, 10 l

per proteggere in modo ottimale i tessuti mediante neutralizzazione affidabile.



- Neutralizzante su base di acido citrico
- Per il prelavaggio acido o per l'uso dopo il lavaggio principale
- Per tutti i procedimenti di lavaggio
- Impedisce la formazione di macchie gialle
- Valori pH stabili e neutri nel tessuto

Codice EAN: 4002516776222 / Numero di materiale: 12495210 /  
Vecchio numero di materiale: 59711201V1

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Lavatrici	•
<b>Dosaggio</b>	
Per dosaggio automatico	•
Dosaggio manuale	•
Utilizzabile per tutte le durezza dell'acqua	•
<b>Raccomandazione di dosaggio</b>	
Valore pH a 20 °C	2,5
<b>Uso</b>	
Lavanderie a gettoni	•
Settore alberghiero, ristorazione	•
Lavaggio di abbigliamento sportivo	•
Lavaggio di indumenti	•
Lavaggio di abbigliamento professionale	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di mezzo	Neutralizzante
Alcalinità	Acido
Forma dell'aggregato	Concentrato liquido
Componenti	Acido citrico
Biodegradabile	•
Senza fosfati	•
Particolarmente efficace a basse temperature	•
Particolarmente efficace già a temperature di 40 °C	•
Tempo di azione breve	•
Elevata efficacia di lavaggio con dosaggio ridotto	•
Densità (a 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,23
Sulla base di materie prime rigenerabili al 100 %	•
Decomposizione assolutamente priva di residui	•
Senza microplastica	•
Semplice uso	•
Aggiunta ottimale per tutti i detersivi	•
<b>Indicazioni di conservazione</b>	
Temperatura minima di conservazione in °C	0
Temperatura massima di conservazione in °C	40
Conservarle in luogo asciutto e non soggetto a gelo	•
Dopo la rimozione di quantità parziali, risigillare immediatamente il contenitore	•
Riutilizzabile senza perdita di qualità dopo lo scongelamento	•
Durata minima in mesi	24
<b>Conformità, marcature e certificazioni</b>	
Conforme a GHS/CLP	•