

GN XL HyClean Pure

8 sacchetti polvere HyClean Pure GN a un prezzo vantaggioso con la migliore resa di filtraggio del 99,99 % tramite Miele AirClean-System.

Codice EAN: 4002516782780 / Numero di materiale: 12497870 /
Vecchio numero di materiale: 41996722INT



- realizzato all'80 % in materiale riciclato: il sacchetto più ecologico di Miele
- Lunga durata di utilizzo grazie a deflettore flusso e apertura 3D
- Chiusura automatica del sacchetto per una sostituzione pulita
- Massima efficacia di aspirazione a basso consumo energetico
- Contenuto: 8 sacchetti, 2 filtri salvamotore, 2 filtri di sfianto
- Compatibile con: Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2