

WA UP2 1403 L

UltraPhase 2 di Miele

UltraPhase 2 universale adatto ad ogni UltraPhase 1.

Codice EAN: 4002516777977 / Numero di materiale: 12517010 /
Vecchio numero di materiale: 11997298EU1



- Ossigeno attivo per rimozione delicata e efficace delle macchie
- OxiCare per pulizia accurata di capi e apparecchio
- WhiteBooster per capi bianchi brillanti
- Fino al 30 % di consumi in meno grazie al dosaggio automatico
- Massima efficacia: 1,4 litri per 50 carichi di lavaggio
- Per lavatrici e lavasciuga Miele con TwinDos