

A 315/1 Modulo

per accrescere la capacità di carico e trattare strumenti a corpo cavo.



- Aumento degli iniettori da 22 a 44 pz.
- Utilizzabile in tutti i cesti inferiori A 151 disponibili sul mercato
- Per tutti gli attuali adattatori e accessori ORL e dentali

Codice EAN: 4002516881186 / Numero di materiale: 12531630 /
Vecchio numero di materiale: 69631501D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Inserto per strumenti otorinolaringoiatrici	•
Inserto/modulo per strumenti odontoiatrici	•
Altro inserto/Altro modulo	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Possibilità di inserimento di un filtro centrale	•
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Capacità	
Strumenti otorinolaringoiatrici [numero]	22
Strumenti di trasmissione [numero]	22
Aspiratori [numero]	22
Strumenti a corpo cavo [numero]	22
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	165
Misura esterna, larghezza lorda in mm	505
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto in kg	2,90
Peso lordo in kg	3,66
Confezione	
Kit chiave A 838 [numero]	1