


APWD 153

Cesto

per il posizionamento di cesti DIN tradizionali e vari inserti.



Codice EAN: 4002516847540 / Numero di materiale: 12537450 /

Vecchio numero di materiale: 69615300D

Classe appartenenza prodotto	
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PWD 8682 C	•
Categoria di prodotto	
Lafette/supporto per cesti	•
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di strumenti VET	•
Trattamento di strumenti di podologia	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Trattamento di tray/vassoi	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di parti piccole	•
Trattamento di utensili vari	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Capacità	
Cestini DIN [numero]	2
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	88
Misura esterna, larghezza netta in mm	530
Misura esterna, profondità netta in mm	522
Misura esterna, altezza lorda in mm	115
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	553
Peso netto in kg	1,86
Peso lordo in kg	2,47