

TU HyClean Pure

Sacchetto polvere HyClean Pure TU

con la migliore resa di filtraggio del 99,99 % tramite Miele AirClean-System.

Codice EAN: 4002516829751 / Numero di materiale: 12557060 /
Vecchio numero di materiale: 41996682INT



- 80 % di materiale riciclato e prestazioni ottimali, unico sul mercato
- Massima durata di utilizzo grazie al deflettore di flusso 3D brevettato
- Ancora più igiene grazie alla chiusura automatica del sacchetto HyClose
- Massima efficacia di aspirazione a basso consumo energetico
- Contiene 4 sacchetti polvere, 1 filtro uscita aria AirClean
- Adatto per tutti i modelli Guard L1 e Guard S1