

MB1 250

Contenitore graduato, 250 ml
per il dosaggio semplice dei prodotti ProCare.



- Contenitore graduato impilabile con manico robusto
- Scala in ml stampata con incrementi di 5
- Consente il dosaggio preciso di prodotti liquidi e in polvere

Codice EAN: 4002516805953 / Numero di materiale: 12594330 /
Vecchio numero di materiale: 59712001V1

Classe appartenenza prodotto	
ProCare	•
Possibilità di impiego	
Facile dosaggio dei prodotti ProCare	•
Caratteristiche del prodotto	
Impilabili	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	115
Misura esterna, larghezza netta in mm	117
Misura esterna, profondità netta in mm	77
Misure esterne, altezza lorda in mm	105,00
Misura esterna, altezza lorda in mm	105
Misura esterna, larghezza lorda in mm	94
Misure esterne, larghezza lorda in mm	94,00
Misure esterne, profondità lorda in mm	132,00
Misura esterna, profondità lorda in mm	132
Peso lordo in kg	0,09
Peso lordo in kg	0