

## DV1 DIN51

Rubinetto di scarico

per un facile riempimento dei prodotti liquidi ProCare.



- Dosaggio semplice, rapido e pulito
- Tappo a vite DIN 51 per taniche per prodotti ProCare da 5 e 10 l
- Leva scorrevole per un facile utilizzo

Codice EAN: 4002516815440 / Numero di materiale: 12594480 /

Vecchio numero di materiale: 59713001V1

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
ProCare	•
<b>Possibilità di impiego</b>	
Facile riempimento dei prodotti liquidi ProCare	•
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misure esterne, profondità lorda in mm	150,00
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	62
Misura esterna, larghezza netta in mm	98
Misura esterna, profondità netta in mm	66
Misura esterna, altezza lorda in mm	12
Misura esterna, larghezza lorda in mm	100
Misura esterna, profondità lorda in mm	150
Peso lordo in kg	0