


KWT 7112 iG

Enoteca da incasso

con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.



- Perfetto per bottiglie di vino grandi grazie a FlexiFrame Plus
- Design perfetto per le cucine senza maniglie – Push2open
- Niente odori nel vano frigo con il filtro Active AirClean
- I vini sono presentati al meglio con illuminazione a LED
- Vino protetto con il filtro UV nel frontale fumé in vetro




Codice EAN: 4002516813392 / Numero di materiale: 12615940 /
Vecchio numero di materiale: 36711204EU1

Categoria apparecchio	
Enoteca	•
Struttura	
Elettrodomestico da incasso	•
Elettrodomestico da incasso, integrato	•
Incernieratura sportello	in basso
Design	
Colore frontale	Beige perlato
Illuminazione enoteca	Illuminazione a LED
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Componenti necessari acquistabili successivamente	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
Chiusura ammortizzata sportello SoftClose	•
Apertura facilitata dello sportello	Push2open
Push2open	•
Numero delle griglie	3
Materiale delle griglie	Faggio
Numero di griglie FlexiFrame	2
Numero di griglie in legno FlexiFrame Plus	2
Conservazione non soggetta a vibrazioni	•
Comandi	
Regolazione e visualizzazione elettronica della temperatura	TouchControl
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
Numero zone temperatura	1
Area temperatura impostabile min. in °C	5
Area temperatura impostabile max. in °C	20
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	G
Consumo di energia annuo in kWh	115,71
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,31
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura	•
Allarme ottico sportello	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	570
Altezza nicchia min., in mm	450
Altezza nicchia max., in mm	452
Profondità vano d'incasso in mm	550
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	455
Profondità elettrodomestico in mm	559
Peso in kg	36,0

KWT 7112 iG

Enoteca da incasso

con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.




Codice EAN: 4002516813392 / Numero di materiale: 12615940 /
Vecchio numero di materiale: 36711204EU1

Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Classe climatica	SN-ST
Vano frigorifero in l	47
Enoteca in l	47
Volume utile complessivo in l	46
Posto per numero di bottiglie di Bordeaux da 0,75 l	18 bottiglie
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B
Rumorosità in dB (A) re1pW	32
Assorbimento di corrente in Milliampere (mA)	500
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	2,2
Accessori in dotazione	
Filtro Active AirClean	•


KWT 7112 iG

Enoteca da incasso


con FlexiFrame Plus e Push2open per gli amanti del vino più esigenti.




KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)