


A 101

Cesto superiore  
regolabile in altezza per supporto ottimale di inserti.



- Altezza di carico 160 +/- 30 mm, largh. 475 mm, prof. 443 mm
- Con braccio irroratore integrato


Codice EAN: 4002516828143 / Numero di materiale: 12645590 /  
Vecchio numero di materiale: 69610101D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, vigili del fuoco e servizi di soccorso	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8063	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Cesto superiore	•
Lafette/supporto per cesti	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di utensili vari	•
Trattamento di regolatori d'aria	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	206
Misura esterna, larghezza netta in mm	528
Misura esterna, profondità netta in mm	527
Misura esterna, altezza lorda in mm	220

A 101

Cesto superiore

regolabile in altezza per supporto ottimale di inserti.



Codice EAN: 4002516828143 / Numero di materiale: 12645590 /  
Vecchio numero di materiale: 69610101D

Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto in kg	3,03
Peso lordo in kg	3,68