


A 102

Cesto superiore

regolabile in altezza per supporto ottimale di inserti.



- Altezza di carico 205 +/- 30 mm, largh. 475 mm, prof. 443 mm
- Con braccio irroratore integrato

Codice EAN: 4002516855262 / Numero di materiale: 12645600 /


Vecchio numero di materiale: 69610201D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfezioni	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria di prodotto	
Lafette/supporto per cesti	•
Cesto superiore	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Capacità	
Cestini DIN [numero]	2
Cestini SPRI [numero]	1
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	206
Misura esterna, larghezza netta in mm	528
Misura esterna, profondità netta in mm	527
Misura esterna, altezza lorda in mm	230
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540

A 102

Cesto superiore

regolabile in altezza per supporto ottimale di inserti.



Codice EAN: 4002516855262 / Numero di materiale: 12645600 /

Vecchio numero di materiale: 69610201D

Misura esterna, profondità lorda in mm	545
--	-----

Peso netto in kg	3,04
------------------	------

Peso lordo in kg	3,78
------------------	------