


U 408

Cesto

per l'introduzione ottimale di tazze.



- Con 4 file

Codice EAN: 4002516855309 / Numero di materiale: 12654500 /

Vecchio numero di materiale: 67640802D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria di prodotto	
Cesto per tazze	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Plastica
Colore	Blu, Grigio, Bianco
Numero di file	4
Distanza asticelle in mm	85
Capacità	
Tazze [numero]	20
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	220
Misura esterna, larghezza lorda in mm	550
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto in kg	1,15
Peso lordo in kg	1,98