

U 407

Cesto

per oggetti tipici dei bistro.



- Per bicchieri, tazze, piatti, piatti da dessert, sottotazze ecc.
- Con asticelle di altezze e distanze diverse
- Per le posate si può utilizzare anche il cesto E 168

Codice EAN: 4002516855255 / Numero di materiale: 12654670 /
Vecchio numero di materiale: 67640702D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria di prodotto	
Cesto per stoviglie miste	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Bianco
Numero di file	5
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	180
Misura esterna, larghezza lorda in mm	520
Misura esterna, profondità lorda in mm	620
Peso netto in kg	1,99
Peso lordo in kg	2,94