

U 424

Cesto

per il posizionamento ottimale di diversi tipi di bicchieri.



- Con 4 file
- Per bicchieri con diametro max 90 mm.

Codice EAN: 4002516854302 / Numero di materiale: 12655850 /
Vecchio numero di materiale: 67642402D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria di prodotto	
Cesto per bicchieri	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Bianco
Numero di file	4
Distanza asticelle in mm	90
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	270
Misura esterna, larghezza lorda in mm	520
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	1,95
Peso lordo in kg	3,42