


U 506

Cesto

per l'introduzione ottimale di piatti.



- Con 8 file per piatti di diverse dimensioni
- Possibilità di inserire il cesto portaposate E 167
- Distanza asticelle 54 mm

Codice EAN: 4002516854753 / Numero di materiale: 12655880 /


Vecchio numero di materiale: 67650602D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 506

Cesto

per l'introduzione ottimale di piatti.



Codice EAN: 4002516854753 / Numero di materiale: 12655880 /
Vecchio numero di materiale: 67650602D

Categoria di prodotto

Cesto per piatti

•

Caratteristiche del prodotto

Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Bianco
Numero di file	8
Distanza asticelle in mm	54

Capacità

Piatti fino a Ø 200 mm [numero]	16
---------------------------------	----

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza lorda in mm	180
Misura esterna, larghezza lorda in mm	520
Misura esterna, profondità lorda in mm	610
Peso netto in kg	2,08
Peso lordo in kg	3,12