

U 535

Cesto

con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 25 bicchieri fino a 20 cm.



- Con 25 scomparti
- Dimensioni scomparti: 90 mm x 90 mm
- Incluso set estensori composto da estensore corto e lungo
- Bordo rialzato regol. in altezza tramite estensore fino a 20 cm
- Larghezza 50 cm, profondità 50 cm, larghezza con lati Gastronorm 53 cm

Codice EAN: 4002516855385 / Numero di materiale: 12655980 /

Vecchio numero di materiale: 67653502D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 535

Cesto

con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 25 bicchieri fino a 20 cm.



Codice EAN: 4002516855385 / Numero di materiale: 12655980 /

Vecchio numero di materiale: 67653502D

PTD 704

Categoria di prodotto

Cesto per bicchieri

Caratteristiche del prodotto

Materiale Plastica

Colore Blu

Numero di scomparti 25

Larghezza scomparti in mm 90

Lunghezza scomparti in mm 90

Capacità

Bicchieri fino a 110–140 mm di altezza [numero] 25

Bicchieri fino a 175–200 mm di altezza [numero] 25

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza lorda in mm 220

Misura esterna, larghezza lorda in mm 550

Misura esterna, profondità lorda in mm 550

Peso netto in kg 2,49

Peso lordo in kg 3,53