


U 537

Cesto

con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 49 bicchieri fino a 20 cm.



- Con 49 scomparti
- Dimensioni scomparti: 63 mm x 63 mm
- Incluso set estensori composto da estensore corto e lungo
- Bordo rialzato regol. in altezza tramite estensore fino a 20 cm
- Largh. 50, prof. 50 cm, larghezza con lati Gastronorm 53 cm

Codice EAN: 4002516854388 / Numero di materiale: 12662550 /


Vecchio numero di materiale: 67653702D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•

U 537

Cesto

con bordo rialzato basso per disporre in modo ottimale 49 bicchieri fino a 20 cm.



Codice EAN: 4002516854388 / Numero di materiale: 12662550 /

Vecchio numero di materiale: 67653702D

PTD 704

Categoria di prodotto

Cesto per bicchieri

Caratteristiche del prodotto

Materiale	Plastica
Colore	Blu, Rosso
Numero di scomparti	49
Larghezza scomparti in mm	63
Lunghezza scomparti in mm	63

Capacità

Bicchieri fino a 110–140 mm di altezza [numero]	49
Bicchieri fino a 175–200 mm di altezza [numero]	49

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza lorda in mm	220
Misura esterna, larghezza lorda in mm	550
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto in kg	3,46
Peso lordo in kg	4,53